

Cette notice d'utilisation concerne le montage et l'utilisation du Sunwheels.
 Lisez attentivement l'ensemble des étapes et respectez l'ensemble des règles de sécurité.

MONTAGE DU FAUTEUIL

Étape 1: Fixez la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de liaison à roulettes au châssis avec les goupilles de fixation comme indiqué sur le croquis.

Fixez les roues au cadre principal comme illustré. Assurez-vous que les tubes soient correctement verrouillés.

Étape 2: Insérez les roues sur l'axe du châssis comme indiqué sur le croquis.

Utilisez le trou spécial sur le moyeu, préalablement aligné avec le trou présent sur l'axe du châssis et insérez l'attache. Assurez-vous que chaque attache de roue est correctement verrouillée sur le moyeu.

Étape 3: Insérez le dossier dans les bagues du châssis comme sur le croquis, puis insérez les deux attaches profondément à travers les trous appropriés pour le verrouiller. Assurez-vous que les attaches soient correctement verrouillées sur le cadre principal. Ensuite, fixez la bande située sur l'extrémité inférieure du dossier, en la faisant passer autour de l'axe des roues comme sur le croquis.

Étape 4: réglage du repose-jambe

Pour régler la position du repose-jambes, retirez les attaches comme sur le croquis. Placez le repose-jambes dans l'une des trois positions disponibles et réinsérez les attaches.

Étape 5: barre anti-basculement

Pour changer la barre anti-basculement, retirez les deux attaches et tirez sur la barre comme indiqué sur le croquis. Insérez la nouvelle barre dans la même position et assurez-vous d'insérer correctement les attaches.


Étape 6: montage de la troisième roue à l'avant

Pour monter la troisième roue, dévissez les deux boulons (L) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, agrandissez les deux tubes et retirez la roue. Insérez la roue, fixez les deux tubes et assurez-vous de bien serrer les boulons précédemment retirés.

Étape 7: montage des accoudoirs

Assemblez l'accoudoir (droit et gauche) au dossier comme sur le croquis.

Pour assurer une connexion correcte, serrez les deux vis avec une clé Allen de 6 mm



50 cm	46 cm	46 cm	84 cm	90 cm	125 cm	121 cm	33 cm	17"11"	120kg	13kg

CONDITIONS D'UTILISATION

Le fauteuil Sunwheels est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité réduite. Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

Sunwheels® n'est pas conçu pour le mauvais temps ou pour flotter dans une eau agitée. Notre fauteuil est idéal pour faciliter l'accessibilité aux piscines et aux mers / lacs calmes.

Tout usage du Sunwheels® doit être effectué avec un accompagnateur. Pour leur sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de porter un gilet de sauvetage dans l'eau. Merci de vérifier les lois locales et d'état concernant la réglementation sur le port du gilet de sauvetage.

LIMITE DE POIDS: Le poids maximum pour les utilisateurs est de 120kg.

Ne pas utiliser les éléments du fauteuil roulant à toute autre fin que celle pour laquelle ils ont été conçus. **Il est par exemple fortement déconseillé d'utiliser les pièces détachées pour soutenir des choses lourdes ou pour soulever le fauteuil roulant.** Une mauvaise utilisation des éléments du fauteuil roulant pourrait amener les pièces à se détacher, causant des blessures. Sunwheels a été conçu pour offrir confort et stabilité lors de son utilisation. Un transfert de poids ou des surfaces accidentées pourrait faire se retourner le fauteuil roulant et provoquer des blessures. Pour augmenter votre sécurité, il est donc recommandé de porter la ceinture de sécurité lors de tout déplacement.

GARANTIE

Le fauteuil Sunwheels est garanti 24 mois. La garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces sujettes à l'usure ou endommagées par : surcharge, mauvaise utilisation, modifications et réparations effectuées par des tiers non autorisés des ETABLISSEMENTS A. DESCHAMPS ET FILS. La garantie expire en cas de falsification, de stockage inapproprié, maintenance non autorisée ou incorrecte.

RÉFÉRENCES



ETS A.DESCHAMPS ET FILS
Usine de Bourisson
16400 La Couronne – FRANCE
+33 (0) 545 677 030

Property of ETS A.DESCHAMPS ET FILS and
DESCHAMPS MATS SYSTEMS INC. Mobi-mat®. All
rights reserved. Non-contractual pictures.
Products and specifications can be changed
without prior notice.

DESCHAMPS MATS SYSTEMS
218 Little Falls Road, Unit 12
Cedar Grove NJ 07009 – USA
+1 973 928 3040
GSA contract#47QSWA23D004U