

GUIDE TECHNIQUE

Hippocampe



Le fauteuil tout-terrain pour personnes à mobilité réduite

SOMMAIRE

Définition du produit	02
Caractéristiques techniques	02
Caractéristiques générales	03
Accessoires du produit	04
Conditions d'utilisation	04
Garantie	05
Références	05

DEFINITION DU PRODUIT

L'hippocampe est un fauteuil tout-terrain. Il vous accompagne dans l'ensemble de vos activités de plein air. Polyvalent et confortable, il s'adapte à vos loisirs pour vous faire partager des moments de détente et de convivialité avec vos proches en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Poids	Capacité de poids	Tailles disponibles
17 kg	130 kg	S - M - L - XL



Longueur assise-pieds
S : 72 cm - M : 82 cm
L : 92 cm - XL : 105 cm



Hauteur du dossier
De 37 cm à 47 cm



Largeur d'assise
40 cm



Profondeur d'assise
37 cm



Hauteur assise-sol
34 cm



**Largeur intérieure
(sans accoudoirs)**
50 cm



Longueur totale
S : 170 cm - M : 180 cm
L : 190 cm - XL : 203 cm



Hauteur totale
103 cm



Largeur totale
68 cm



Longueur totale pliée
S : 116 cm - M : 126 cm
L : 136 cm - XL : 149 cm

Certifications



Guide des tailles



Taille S : jusqu'à 1m40
Taille M : de 1m40 à 1m65
Taille L : de 1m65 à 1m85
Taille XL : à partir de 1m85



Poids
Poids sans options : 17 kg
Poids max utilisateur : 130 kg

COMPOSITION :

- **Roues** : Les axes et demi axes des roues sont en inox.
- **Roues jumelées** : sans roulement à billes évitant le grippage par oxydation, la jante extérieure recouverte d'un grip sert de main courante à l'utilisateur.
- **Châssis** : inox et aluminium anodisé recouvert d'un gainage en mousse confortable au toucher même en cas d'exposition à la chaleur ou au froid.
- **Barre de poussée** : tube aluminium anodisé avec une poignée recouverte de mousse améliorant le confort de l'accompagnateur.
- **Assise** : mousse hydrophobe confortable (épaisseur 3 cm) recouverte d'un tissu noir séchant rapidement et évitant les problèmes de peau.
- **Résistance** : tissu du châssis résistant au feu comme l'exige l'homologation CERAH pour la prise en charge de la sécurité sociale.

CARACTÉRISTIQUES GENERALES





- **Fonctionnalité** : Fauteuil tout-terrain
- **Sécurité** : Sûr, confortable
- **Ergonomie** : Léger et facilement transportable
- **Modulable** : Adaptable à différentes morphologies (avec ses nombreuses options)
- **Autonomie** : Possibilité d'utilisation en toute autonomie
- **Installation** : Montage et démontage faciles et rapides (environ 5 minutes sans outils)
- **Origine** : Fabrication française

ACCESSOIRES DU PRODUIT

Barre de poussée amovible :

Une barre de poussée amovible est fournie afin de pouvoir aider l'utilisateur lors de ses déplacements. Cette barre s'installe et s'enlève très facilement grâce à un système de clips.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

Il existe différents accessoires optionnels pour plus de confort et praticité lors de son utilisation : freins de parking, accoudoirs, appui-tête, dossier réglable, harnais, ceinture ventrale, filet de protection, assise stabilo, paire de skis arrière, kit ski avant, roues ballons, sac de transport et sac dossier.

Nous recommandons les roues ballons qui remplacent les roues doubles et facilitent la poussée du fauteuil sur sable fin pour un utilisateur adulte.

L'utilisateur doit être accompagné s'il utilise le fauteuil avec les roues ballons.



CONDITIONS D'UTILISATION

Le fauteuil Hippocampe permet une utilisation en toute autonomie ou accompagné d'une escorte grâce à son kit de traction et sa barre de poussée. Il peut être utilisé sur différents types de sols : sable, herbe, neige, gravier, boue etc.

INSTALLATION, MAINTENANCE, DESINSTALLATION

Le fauteuil Hippocampe est composé de trois roues, d'un châssis et de deux accoudoirs. Le dossier du fauteuil est rabattable et les roues démontables, ce qui rend le fauteuil facilement transportable et stockable.

GARANTIE

AccessRec Europe offre une garantie de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de deux (2) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

REFERENCES



Scannez moi pour découvrir l'intégralité de notre gamme de fauteuils et équipements